

**Φιάλη κενού**

CE 0197

Προϊόν:

Η φιάλη κενού αποστειρώνεται, εκκενώνεται και ελέγχεται για ενδοτοξίνες σύμφωνα με το Ph.Eur. Η φιάλη κενού είναι δοχείο συλλογής που δεν περιέχει αντιπηκτικό. Η φιάλη κενού προορίζεται για εφάπαξ χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση ενέχει δυνητικό κίνδυνο για τον ασθενή ή κίνδυνο μόλυνσης για τον χρήστη. Η μόλυνση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς. Η επανπεπεξεργασία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της φιάλης κενού.

Υλικά:

Φαρμακευτικό γυαλί, φυσικό καουτσούκ, πολυπροπυλένιο, αλουμίνιο

Προβλεπόμενη χρήση:

Ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι η προσωρινή απορρόφηση αίματος, το οποίο εμπλουτίζεται με μείγμα οξυγόνου-οζονίου και επαναχρηγείται στο πλαίσιο της θεραπείας με όζον-οξυγόνο.

Χρήστες:

Η φιάλη κενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Δεν προορίζεται για τους ασθενείς να χρησιμοποιούν οι ίδιοι τη φιάλη κενού στο σπίτι. Τα άτομα με αναπηρία αποκλείονται επίσης από το προφίλ του προοριζόμενου χρήστη.

Πληθυσμός ασθενών:

Η φιάλη κενού προορίζεται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς έως μεγάλης ηλικίας, εξαιρουμένων των παιδιών και των εγκύων γυναικών.

Αντένδειξη:

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για τη χρήση της φιάλης κενού. Οι επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν τις θεραπείες πρέπει να γνωρίζουν τις αντενδείξεις που σχετίζονται με τη θεραπεία.

Οδηγίες ασφαλείας:

1. Η φιάλη κενού σφραγίζεται με πώμα από φυσικό καουτσούκ - σημειώστε το αν είστε αλλεργικοί στο λάτεξ.
2. Πιθανές διαταραχές της πήξης του ασθενούς, μειωμένη νεφρική λειτουργία, επίσης υπό αιμοκάθαρση ή αιμοδιήθηση, πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται πριν από τη χρήση.
3. Τηρείτε τους γενικούς νομικούς κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής. Πρέπει να τηρούνται πάντα οι ιατρικοί κανόνες και κανονισμοί.

Αξεσουάρ:

Σετ μετάγγισης- σετ φίλτρου μεταφοράς, φίλτρο βακτηρίων 0,2 μ-σετ αιμάτωσης (πεταλούδα)-σύριγγα μίας χρήσης 50/60 ml

Οδηγίες χρήσης:

1. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη φιάλη κενού ως προς την ακεραιότητα και πιθανές ζημιές κατά τη μεταφορά, π.χ. με οπτικό έλεγχο και ηχητικό έλεγχο.
2. Ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για τις συσκευές και τα εξαρτήματα.
3. Κατά κανόνα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με όζον-οξυγόνο λαμβάνονται περίπου 120 ml αίματος από τον σημείο που εισηγείται ο ασθενής, το οποίο στη συνέχεια εκθίεται σε περίπου 100 ml μείγματος όζοντος-οξυγόνου με μέγιστη συγκέντρωση όζοντος 60 μg/Nml. Μετά την έκθεση αυτή, το αίμα και το μείγμα όζοντος-οξυγόνου αναμινύονται με ελαφρά περιστροφή της φιάλης κενού.
4. Συνιστώνται σετ μετάγγισης με χαλύβδινο άκρο για καλύτερη διάτρηση του πώματος από φυσικό καουτσούκ. Κλείστε το σφιγκτήρα κυλίνδρου στο σετ μετάγγισης και τρυπήστε το πώμα της φιάλης στο σημείο που εισηγείται με τον μεγάλο κύκλο.
5. Τρυπήστε το σετ φίλτρου μεταφοράς στο σταυρό του πώματος της φιάλης.
6. Οι φιάλες κενού αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου και προστατεύονται από το άμεσο ηλιακό φως.
7. Κατά την απόρριψη των φιαλών κενού πρέπει να τηρούνται οι συνήθεις τοπικοί κανονισμοί.

Μεγέθη συσκευασίας:

Συσκευασίες των 10 φιαλών κενού 250 ml η καθεμία

Συσκευασίες των 10 φιαλών κενού 500 ml η καθεμία

Τελευταία ενημέρωση:

Μάρτιος 2024

