



## Foglio illustrativo

Gentile cliente, la preghiamo di leggere attentamente il presente Foglio illustrativo, perché contiene importanti informazioni.

**MEDI PAC**<sup>®</sup> GmbH  
ISO 9001 ■ ISO 13485 ■ ISO 15378

CE 0197



# Natrium Citricum 3,13 %

- Composizione:** 100 ml di soluzione contengono:  
100 ml di soluzione contengono:  
Citrato di sodio 2 H<sub>2</sub>O 3,13 g  $\Delta$  2,79 g Citrato di sodio H<sub>2</sub>O libero in acqua per le iniezioni  $\Delta$  3,13 % Ph. Eur rispettivamente 3,8 % Erg B6.  
Senza conservanti.
- Impiego:** soluzione per prevenire la coagulazione del sangue nei trattamenti di autoemoterapia. Per prevenire occlusioni del catetere durante la dialisi. Per prevenire la coagulazione del sangue a scopo diagnostico, inclusa la diagnosi in vitro. Le fiale sono monouso.  
Riutilizzare le fiale comporta un potenziale rischio per il paziente o un pericolo di infezione per l'utilizzatore. La contaminazione del dispositivo potrebbe essere causa di lesioni, malattia o morte del paziente.  
Un successivo reimpiego può compromettere l'integrità strutturale del dispositivo medico.
- Nota:** Il prodotto ha una osmolarità approssimativa compresa tra 290 mosmol/l e 300 mosmol/l. La larghezza di banda richiesta è soddisfatta. Sono esclusi rischi per le cellule del sangue e per il corpo umano. La soluzione è sterile e priva di endotossine.  
Una volta rimosso il cappuccio del flaconcino, prima di eseguire la puntura disinfettare il tappo con un idoneo disinfettante a base alcolica. Aprire la fiala in modo appropriato, appoggiando il pollice al punto di rottura e spezzando la fiala mediante una pressione laterale. Evitare di pungersi.  
Utilizzare solo quando la soluzione è chiara, il contenitore è integro e non è stata superata la data di scadenza. Non utilizzare fiale già aperte. I flaconcini aperti vanno invece conservati al fresco a temperature comprese tra i 2 °C e gli 8 °C. Conservare le fiale al riparo dalla luce e a temperatura ambiente (tra i 15 °C e i 25 °C). Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
A piccole dosi, i resti possono essere gettati nei comuni rifiuti domestici senza che ciò pregiudichi l'ambiente. La soluzione può essere utilizzata solo per gli scopi indicati nelle istruzioni relativamente alla specifica rispettiva terapia.
- Dimensioni della confezione:**
- |                |  |
|----------------|--|
| confezioni con | 10 fiale da 10 ml ciascuna               |
| confezioni con | 100 fiale da 10 ml ciascuna              |
| confezioni con | 20 fiale da iniezione da 100 ml ciascuna |

**Revisione del Foglio illustrativo:**

Gennaio 2024

**MEDI PAC** · Eduard-Rhein-Str. 1-3 · D-53639 Königswinter

Tel.: +49/(0)2244/927842-0 · Fax: +49/(0)2244/927842-40

www.medipac.de · E-mail: info@medipac.de