

Geachte klant,
Gelieve de bijsluiter met belangrijke informatie aandachtig te lezen a. u. b.



Natrium Citricum 3,13 %

- Samenstelling:** 100 ml oplossing bevat:
Natriumcitraat 2 H₂O 3,13 g $\hat{=}$ 2,79 g natriumcitraat H₂O vrij in water voor injectiedoeleinden $\hat{=}$ 3,13 % Ph. Eur. respectievelijk 3,8 % Erg.-B6.
Geen bewaarmiddelen.
- Toepassing:** Verdunning voor preventie van bloedstolling zoals bv. in ozontherapie, HOT en UVB-autohemotherapie. Voor het veilig en effectief tegengaan van een katheter-obstructie bij dialyse. Preventie van bloedstolling voor diagnostische doeleinden, met inbegrip van in-vitro-diagnostiek. De ampullen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
Wanneer ampullen opnieuw worden gebruikt, kan dit een risico voor de patiënt of kans op infectie van de gebruiker tot gevolg hebben. Contaminatie van het product kan verwonding, ziekte of overlijden van de patiënt tot gevolg hebben. Ontsmetting kan de integriteit van het medische hulpmiddel aantasten.
- Opmerkingen:** Het product heeft een osmolariteit van ongeveer 290 mosmol/l tot 300 mosmol/l. Aan de benodigde bandbreedte wordt voldaan. Risico's voor bloedcellen en het menselijk lichaam zijn uitgesloten. Oplossing is steriel en vrij van endotoxine. Desinfecteer na verwijdering van de combi dop van de flacon voorafgaande aan punctie altijd de stopper met een geschikt alcoholhoudend desinfecteermiddel. Open de ampul op oordeelkundige wijze door de duim op de hiervoor bestemde breuklocatie te plaatsen en de steel van de ampul zijdelings weg te breken. Steekwonden dienen te worden vermeden.
Gebruik dit product uitsluitend wanneer de oplossing helder is, de verpakking onbeschadigd is en de vervaldatum niet is verstreken. Eenmaal aangebroken ampullen moeten worden verwijderd; de flacon dient na opening koel te worden bewaard bij een temperatuur tussen 2 °C en 8 °C.
De verpakkingen dienen in een donkere ruimte op kamertemperatuur (circa 15 °C tot 25 °C) te worden opgeslagen. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
Kleinere hoeveelheden kunnen zonder gevaar voor het milieu als huisafval worden afgevoerd. De oplossing mag uitsluitend worden gebruikt voor de in de handleiding vermelde toepassingen.
- Verpakkingseenheden:** Verpakkingen met 10 ampullen van elk 10 ml
Verpakkingen met 100 ampullen van elk 10 ml
Verpakkingen met 20 injectieflacons van elk 100 ml
- Informatiestand:** Januari 2024